



عنوان فرایند	فرایند فراخوان ست های جراحی و پانسمان
روش نظارت	مشاهده
دامنه کاربرد	بخش ها
کد فرایند	Sh/fi/۱۲/۲
مسئول فرایند	کارشناس کنترل عفونت
تاریخ آخرین بازنگری	فروردین ۱۴۰۴
شماره بازنگری	۴
تاریخ آخرین ابلاغ	اردیبهشت ۱۴۰۴
منابع	دستور العمل پاکسازی و ضد عفونی ابزار وزارت بهداشت

فرایند ریکال ست ها

مشاهده علایم زیر توسط کاربر در ست جراحی یا پانسمان

رطوبت در ست /عدم تغییر در اندیکاتور یا چسب اتوکلاو /وجود جسم خارجی یا ترشحات داخل ست

عدم استفاده از ست و بررسی شماره سیکل اتوکلاو ثبت شده بر روی چسب آن ست

جمع آوری تمامی ست های داخل بخش با همان شماره سیکل اتوکلاو

هماهنگی با پرسنل سی اس ار جهت تحویل تمامی ست های مشکل دار با همان شماره سیکل

فراخوان تمامی ست ها در سایر بخش ها با همان شماره سیکل اتوکلاو توسط پرسنل واحد سی اس ار

اطلاع به سوپروایزر کشیک و مسئول واحد سی اس ار در همان شیفت کاری توسط پرسنل سی اس ار

رفع علل بروز مشکل گزارش شده در اسرع وقت توسط مسئول سی اس ار